

Vicam a Waters Business - USA



1 ppm Cutoff
Procedure for
Corn/Wheat/Barley

DONCHECK™
MYCOTOXIN TESTING SYSTEM

DONCheck Test Kit

DONCHECK е специално разработен от Vicam тест за работа с ленти за качествено определяне съдържанието на деоксиниваленол (ДОН). Тестът може да бъде приложен при царевица, пшеница и ечемик. **DONCHECK** тестът предлага възможност за откриване прагово ниво на замърсяване с ДОН от **1 ppm**.

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПРОБА

1. Измерете 2g. от пробата и я изсипете в 40mL туба за извличане.
2. С използване на пипетор добавете две дози по 250 µL Strip test адитив.
3. С помощта на 25 mL градуиран цилиндър измерете 12 mL дестилирана вода и я изсипете в 40 mL –та туба за извличане.
4. Захлупете 40 mL туба за извличане и разклащайте сместа с ръка в продължение на 1 минута.
5. Оставете така получения разтвор да престои 3 минути.

DONCHECK ПРОЦЕДУРА

1. Поставете Strip Test туба в картонената поставка.
2. Прехвърлете 250 µL от екстракта на пробата в Strip Test тубата за разреждане като използвате нов 250µL пипетор.



3. Вмъкнете **DONCheck** тестовата лента (със стрелките сочещи надолу) в Strip Test тубата за разреждане и изчакайте протичането на теста в продължение на 10мин.

4. Негативен резултат се отчита тогава, когато могат да се видят и тестовата и контролната линия.

5. Появата само на тестовата линия, показва положителен резултат.

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Положителен резултат

Пробата съдържа 1 ppm или повече от 1ppm деоксиниваленол (ДОН).



Невалиден резултат

Тестът е невалиден. Повторете го с нова тестваща лента.



Отрицателен резултат

Пробата съдържа по-малко от 1 ppm деоксиниваленол (ДОН)



DONCheck комплект

Комплект за 25 теста:

- 25бр. DONCheck Test ленти (100000198)
- Test Strip адитив (100000216)
- 50бр. Strip Test пипетори (600000812)
- 25бр. туби за разреждане (600000813)
- 1бр. Strip Test картонена поставка
- 1бр. DONCheck тест инструкция

Пакетирани

отделно:

- 25бр. 40mL туби за извличане (600000827)

Купувани

отделно:

- 25 mL градуиран цилиндър (600000937)
- цифров таймер (G4036)

Допълнително

необходими:

- дестилирана вода



За повече информация:

“Норком” ЕООД

тел: 0878792152; тел/факс: 02 9733165

www.norcom-bio.com

e-mail: www.norcom@abv.bg