

ПРЕЦИЗНО И БЪРЗО КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АФЛАТОКСИН М1 В МЛЯКО



Фирма Vicam A Waters Business USA – един от световните лидери в областта на тестовите за определяне замърсяването на храни с микотоксини, представя своята нова разработка - Vicam Afla M1-V™. Това е бърз количествен тест за определяне на афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти, даващ прецизни резултати само за няколко минути. Афлатоксинът М1 е метаболитен страничен продукт, получаван при хранене на млекодайки животни с фураж, замърсен с афлатоксин В1. Афлатоксинът М1 е от Група 2В (вероятен) карциноген според IARC (International Agency for Research of Cancer), като нивата на замърсяване на храни с афлатоксин М1 са обект на стриктно законодателно определяне и контрол.

Европейският съюз определя максимална граница на замърсяване на храни с афлатоксин М1 от 0,05 ppb, а при млечни храни, предназначени за консумация от деца – максималното ниво на замърсяване не трябва да бъде повече от 0,025 ppb.

Vicam Afla M1-V бързите лентови тестове използват доказаната чувствителност и избирателност на моноклоналните антитела на VICAM за точното откриване и измерване на афлатоксин М1 на нива от 25 ppt до 750 ppt.

Процедурата по приготвяне на пробата не изисква филтриране, пести време и материали, а също премахва необходимостта от центрофугиране. Тестът се извършва за по-малко от 10 минути. Резултатите от теста се изписват в числов вид на дисплея на специализиран четец - Vertu™ Lateral Flow Reader, от където могат да бъдат пратени за съхранение в компютър или да бъдат разпечатани веднага.

Използването на Vicam Afla M1-V бързите лентови тестове не изисква лабораторна обстановка и дава една нова възможност – получаване на бързи и прецизни резултати за контрол директно във фермата на замърсяването на мляко с афлатоксин М1.

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com



Информация за поръчка

Основно оборудване - Vertu Afla M1 базов пакет

Каталожен No.

176005325

Описание

Afla M1-V базов пакет, 220V

Съдържание на Vertu Afla M1-V базов пакет

Каталожен No.

725000678

Описание

Четец Vertu Touch 110V/220V

725000685

Vertu сензор

600002017

Mini Vortex миксер 220V

600002014

Думо 550 принтер, 110V/220V

600002016

Ролка хартия за Думо 550 принтер, 110V/220V

600002041

Afla M1-V drawer адаптер

600001107

Поставка за епруветки за тестовите ленти

G4036

Цифров таймер

176003202

Мини инкубатор 220V

Vertu консумативи и принадлежности

Каталожен No.

176004148

Описание

Afla M1-V кит (25 теста)

Съдържание на Afla M1-V кит за 25 теста

Каталожен No.

100000372

Описание

Afla M1-V пакет (25/опак.)

600001679

Пипети 200 µl (25/опак.)

715006805

Afla M1-V инструкция за работа

600001678

Тестови епруветки с конюгирана подложка

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com