

Комбиниран тест за микотоксини Vicam Myco 5-in-1 PLUS

Измерва шест вида микотоксини с едно екстрахиране на пробата



Бързи количествени тестове за определяне на микотоксини в храни и фуражи Vicom Myco 5-in-1 plus



Фирма Vicam A Waters Business USA – един от световните лидери в областта на тестовете за определяне замърсяването на храни с микотоксини, представя своята нова разработка: **Vicom Myco 5-in-1 plus** - бързи количествени тестове за определяне на шест вида микотоксини – афлатоксини, охратоксин, деоксиниваленол (ДОН), зеараленон, фумонизин и Т2/НТ2. Vicam Myco 5-in-1 plus може да бъде използван и само за комбинация от тези микотоксини, които са обект на контрол от Ваша страна.

Еднократна процедура за извличане на пробата



Тестовата система Vicam Myco 5-in-1 plus за бързо количествено определяне на микотоксини – афлатоксин, охратоксин А, деоксиниваленол (ДОН), зеараленон, фумонизин и Т2/НТ2 работи с еднократна процедура за извличане на пробата, което спестява използването на консумативи и оптимизира работното време на персонала.

Работата с Vicam Myco 5-in-1 plus не изисква лабораторна обстановка и поради лесната процедура на измерване, не изисква специални умения за работа с лабораторно оборудване.

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com

Комбиниран тест за микотоксини Viscam Myco 5-in-1 PLUS

Измерва шест вида микотоксини с едно екстрахиране на пробата

Viscam Myco 5-in-1 plus – видове тестове



Афлатоксин B1, B2, G1, G2

Afla-V бързите лентови тестове се използват за точното откриване и измерване на общо количество афлатоксини B1, B2, G1, G2 на нива от 2 ppb до 100 ppb.



Деоксиниваленол - ДОН

DON-V бързите лентови тестове се използват за определяне на деоксиниваленол (ДОН) в зърнени храни на нива от 0,2 ppm до 10 ppm.



Фумонизини

Fumo-V бързите тестове се използват за точното откриване и измерване на фумонизини B1, B2 и B3 в царевича на нива от 0,2 ppm до 5 ppm.



Охратоксин А

Ochra-V бързите тестове се използват за точното откриване и измерване на охратоксин А в пшеница и кафе на нива от 0.1 ppb до 100 ppb.



Зеараленон

Zearala-V бързите тестове се използват за точното откриване и измерване на зеараленон в царевича на нива от 0,1 ppm до 5 ppm.



T2/HT2

T2/HT2-V бързите тестове се използват за точното откриване и измерване на микотоксини тип T2/HT2 в зърнени култури на нива от 10 ppb до 800 ppb.

Предимства на тестовете Viscam Myco 5-in-1 plus

- **Бързина** – благодарение на еднократното екстрахиране на пробата се ускорява със 70% получаването на резултат за наличие на тестваните микотоксини.
- **Простота** – Не се изискват специални умения за работа с лабораторно оборудване - избирате тест, поставяте пробата, прочитате резултата.
- **Прецизност** – без компромиси по отношение на качество, чувствителност и надеждност.
- **Гъвкавост** – може да бъде използван само за комбинация от микотоксини, които са обект на контрол от ваша страна.

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com