



ELISA тестове за откриване на генно модифицирани организми (ГМО) в семена и листна маса Romer Labs AgraQuant®

Romer Labs предоставя набор от ELISA китове за откриване на ГМО протеини в различни продукти, като семена и листна маса от соя, царевица и памук.

Тестовите комплекти AgraQuant® GMO са точни и надеждни ензимно-свързани имуносорбентни анализи (ELISA), налични в качествени и количествени формати. Заедно с четец StatFax® или BioTek® ELISA, резултатите могат да бъдат директно интерпретирани и непрекъснато документирани. AgraQuant® GMO комплектите са сандвич ELISA тестове с двойни антитела. Те използват микроямки, покрити със специфични антитела и ензимно белязан аналитичен конюгат.



Комплектите AgraQuant® SeedChek™ и GMOChek™ ELISA включват всички аксесоари, необходими за настройка на анализа, като микротитърна плака, буферен концентрат, уплътнители за плаки, разтвор на конюгат, цветен разтвор и стоп разтвор. За AgraQuant® GMOChek™ комплекти, референтни стандарти за ГМО могат да бъдат включени за създаване на калибрационна крива, което дава възможност за количествено определяне.

Видове AgraQuant® ELISA тестове за откриване на ГМО в семена и листна маса

Код	Наименование на теста	Откриван протеин
10001446	AgraQuant® Cry1F SeedChek™	Bt-Cry1F протеин в листа и семена от царевица и памук
10001448	AgraQuant® Vip3A SeedChek™	Vip3A протеин в царевично зърно и листа
10001463	AgraQuant® DAS Cry1Ac SeedChek™	Bt-Cry1Ac протеин в растителна тъкан
10001447	AgraQuant® EPSPS SeedChek™	mEPSPS протеин в листа от царевица и памук и семена
10001453	AgraQuant® Soya Toasted Meal GMOChek™	CP4 EPSPS протеин в Roundup Ready® соеви зърна
10001454	AgraQuant® RUR Soya Grain GMOChek™	CP4 EPSPS протеин във фракциите на преработена соя
10001459	AgraQuant® Cry1Ab Maize GMOChek™	Bt-Cry1Ab протеин в преработени царевични хранителни фракции

“Норком” ЕООД

тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165

e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg

web: www.norcom-bio.com